

## Podatki za naročanje

	Opis	CH	Količina	Kataloška številka
	<b>ŽENSKI HIDROFILNI URINSKI KATETER S PRILOŽENO TEKOČINO</b>	08	30	508988
		10	30	508989
		12	30	508990
		14	30	508991
		16	30	508992
	<b>MOŠKI HIDROFILNI URINSKI KATETER S PRILOŽENO TEKOČINO</b>	08	30	508993
		10	30	508994
		12	30	508995
		14	30	508996
		16	30	508997
		18	30	508998

**GentleCath™**  
INTERMITTENT URINARY CATHETER

Zastopnik in distributer v Sloveniji:

**Vsm**  
VALENCIA  
Stoma-Medical d.o.o.

Valencia Stoma-Medical d.o.o.  
Gregorčičeva 9, 1000 Ljubljana

Tel./fax: (01) 251 24 90

www.vsm.si

Brezplačna tel. številka. 080-15-45

**REFERENCA: 1.** Cardenas DD, Hoffman JM. Hydrophilic catheters versus noncoated catheters for reducing the incidence of urinary tract infections: a randomized controlled trial. *Arch Phys Med Rehabil.* 2009;90(10):1668-71.

©/™ Indicates a trademark of Unomedical a/s. ©2014 ConvaTec Inc. ARTUM\_april-2015

**ConvaTec** 

ConvaTec



Občutite razliko

GentleCath™ hidrofilni urinski kateter



## Občutite razliko



Pri prehodu bolnikov iz zdravstvene oskrbe v vsakdanje življenje si želimo, da se le ti počutijo dovolj pripravljene in neodvisne. **GentleCath™** hidrofilni urinski katetri jih bodo spremljali na potovanju skozi življenje pri ponovni vzpostavitvi samozavesti in jim omogočili doseganje zadanih ciljev.

Pri ConvaTecu smo prisluhnili potrebam bolnikov in njihovih negovalcev. To se odraža v pripomočkih, ki jih proizvajamo in storitvah, ki jih ponujamo. **GentleCath™** hidrofilni urinski katetri so novost, namenjena za bolnikovo varnost in udobnost.

## GentleCath™ hidrofilni urinski katetri



Hidrofilni katetri so prevlečeni z hidrofилnim polimerom, ki reagira z vodo in ustvari mehko, spolzko prevleko na površini katetra. V primerjavi z običajnimi katetri, se je pri hidrofилnih katetrih izkazalo, da zmanjšajo možnost okužbe urinarnega trakta.<sup>1</sup>

### Zmanjšanje možnosti okužbe s kateterizacijo brez dotikanja

- **GentleCath™** hidrofilni katetri imajo prednost- s pomočjo modrega trakca se uporabniku ni potrebno dotikati katetra
- Kateterizacija brez dotikanja katetra je zasnovana z namenom, da je tveganje za okužbo čimmanjše





# Kako uporabljati GentleCath™ hidrofилne urinske katetre?

- Najprej si umijte roke, nato prepognite vrečko s tekočino, kot je prikazano na slikah:
  - S prepogibanjem in stiskanjem (pri tem pazite, da ne boste prepognili čez polovico vrečke, saj lahko voda sicer odteka v napačno smer) (slika a).
  - Kazalec položite na vrečko (približno na polovici). S palcem prepognite vrečko okoli kazalca in stisnite (slika b).
  - Pustite, da tekočina odteče navzdol v embalažo.
- Embalažo lahko z modrim samolepilnim trakom prilepite na katerokoli suho površino (slika c).
- Prepričajte se, da bo kateter namočen v tekočini vsaj **15 sekund**. Odprite embalažo tako, da odlepите etiki na strani, kjer je konektor (slika d).
- Kateterizacija brez dotikanja se lahko izvaja z uporabo modrega trakca (slika e). Po potrebi se lahko moder trakec pred ali med kateterizacijo odstrani (slika f).

